LABO AND CO
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES

# CORIO C-B19 Bain thermostaté

**Thermostats de laboratoire de la nouvelle génération pour des travaux de routine et des tâches standards**

Les bains thermostatés de la nouvelle série CORIO™ sont équipés de cuves inox de haute qualité.



**Vos avantages**

- Modèles pour les applications internes
- Affichage lumineux blanc, bien visible de loin
- Très silencieux
- Vis de vidange intégrée (sauf B5)

**Données techniques**

| | |
|---|---|
| Référence | 9011419 |
| Type d'appareil | CORIO |
| Catégorie | Bains thermostatés |
| Domaine de température (°C) | +20 ... +100 |
| Constance de température (°C) | ±0.03 |
| Résolution de l'affichage | 0.1 °C |
| Affichage de température | LED |
| Puissance de chauffage (kW) | 2 |
| Capacité de circulation débit (l/min) | 6 |
| Capacité de circulation pression (bar) | 0.1 |
| Ouverture du bain/profondeur (l x L / P cm) | 30 x 35 / 15 |
| Filling volume liters | 14 ... 19 |
| Température ambiante | 5...40 °C |
| Dimensions lxLxH (cm) | 38 x 58 x 42 |
| Poids (kg) | 10.5 |
| Serpentin de refroidissement | optionel |
| Cuve du bain | Inox |
| Couvercle du bain | optionel |
| Disponibles avec les tensions d'alimentation suivantes | 230 V / 50-60 Hz<br>100-115 V / 50-60 Hz |

## Caractéristiques



**Testés à 100% .**
Qualité à 100%. Chaque CORIO™ ne quitte l'usine qu'après avoir passé touts les tests de contrôle.



**Moderne. Fiable.**
Des composantes de qualité dans chaque CORIO™. Des sondes platines, des technologies de motorisation éprouvées, une communication par CAN Bus et bien plus encore.




**Brillant.**
Affichage lumineux et intense, visible de loin.



**Travaille par tous les temps!.**
Les appareils CORIO™ sont robustes et fiables – même avec des températures ambiantes allant jusqu'à +40°C.



**Entretien: très facile.**
Les appareils ne sont seulement beaux, mais ils sont conçus pour être nettoyés très facilement.



**Mise en service rapide.**
Un conseil JULABO individuel et un mode d'emploi détaillé vous aident lors de la mise en service de votre appareil.



**Futé.**
Une solution propre. Le dispositif anti goutte intégré.




**Sécurité.**
CORIO™ CD est conforme à la classe III (FL) selon DIN12876-1 et se coupe en cas de dépassement de température trop haute ou de niveau de bain trop bas.



**Tout en façade!**
Les commandes de pilotage et les sécurités sont toutes réglables en façade.



**Pour votre satisfaction.**
11 filiales et plus de 100 partenaires à travers le monde vous font bénéficier d'une aide JULABO rapide et compétente.



**La technologie respectueuse de l'environnement.**
Lors du développement n'ont été choisis que des matériaux et des techniques avec un faible impact sur la nature.




**Nos services.**
A votre entière disposition sur notre site internet : les fiches techniques des appareils, les modes d'emploi, les études de cas, la description des accessoires et bien plus encore.




**JULABO. Qualité.**
La qualité maximale exigée pour le développement d'appareils de haute qualité et indestructibles.



**Silencieux.**
Les têtes de thermostats CORIO™ sont montées sur tampons. Ceci protège l'électronique, réduit les bruits d'utilisation et les résonances.

LABO AND CO
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES



**Locked in.**
The lockable power plug guarantees safe connection. More process safety.



**Branché,… et c’est parti!**
Pilotage intuitif, prêt à être utilisé avec très peu de manipulations.

LABO AND CO
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES