

#N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO


SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.


Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com

ST-156

OPTIKA

v 2.0 2021



Large stand, fixed arm type, LED illumination, coaxial macro & micro focusing knobs

Focusing System	Type	Coaxial coarse & fine
	Coarse total travel (mm)	100
	Fine total travel (per single rotation) (mm)	1.5
	Fine graduations	100
	Fine resolution (µm)	15
	Adjustable tension	Yes
	Head holder internal diameter (mm)	76

Stand	Type	Fixed arm

Stage	White diffusion plate for transmitted ill.	Yes, diameter 100 mm
	Black/white contrast plate for incident ill.	Yes, diameter 100 mm
	Specimen clips	Yes

Transmitted Illumination	Type	LED
	Light source power (W)	2
	Illuminance (lux)	22,000
	Brightness control	Manual
	Lifetime (hours)	> 65,000
	Temperature (K)	6,300
	Max. required power (W)	3

Incident Illumination	Type	LED
	Light source power (W)	2
	Illuminance (lux)	20,000
	Brightness control	Manual
	Lifetime (hours)	> 65,000
	Temperature (K)	6,300
	Max. required power (W)	3

Power Supply for Illumination	Type	Internal
	Microscope connector	C13 plug
	Power plug type	Multi-plug (EU, UK, US)
	Input voltage	100/240 Vac, 50/60 Hz

Accessories Included	Dust cover	Yes
	Allen wrench	Yes
	User Manual	Digital version (downloadable)

Product Dimensions	Total height (mm)	340
	Base height (mm)	40
	Base width (mm)	330
	Base depth (mm)	290

Product Weight	(kg)	4.2