

#N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO


SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.


Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com



Trinocular stereozoom microscope head, 6.7x…45x

Observation Method - Transmitted Light	Brightfield	As optional
	Darkfield	As optional
	Simple polarized light	As optional

Observation Method - Incident Light	Brightfield	Yes
	Simple polarized light	As optional
Head	Type	Trinocular
	Construction material	Plastic mold / Aluminum gears
	Split ratio	Fixed. 50 (eyepiece) / 50 (photo)
	Inclination	45°
	360° rotating	Yes
	Interpupillary distance (mm)	51-75
	Fixing screw for eyepieces	Yes
	Head holder internal diameter (mm)	76
	Tube inner diameter (mm)	30

Eyepieces	Field number (mm)	22
	Magnification	10x
	Micrometric scale	As optional
	Diameter of micrometer glass (mm)	26
	High eyepoint (for glass wearers)	Yes
	Dioptric adjustment	Yes
	Rubber cup	Yes

Objective	Optical system	Greenough
	Anti-fungus treatment	Yes
	Zoom type	Parfocal achromatic
	Working distance (mm)	100
	Standard magnifications	6.7x-45x
	Zoom ratio	6.72

Accessories Included	Dust cover	Yes
	User Manual	Digital version (downloadable)

Product Dimensions	Head height (mm)	235
	Head width (mm)	180
	Head depth (mm)	195

Product Weight	(kg)	1.6