

#N°1 français du service pour les laboratoires

LABO AND CO


SOLUTIONS TECHNIQUES & SERVICES pour laboratoires & industries

- PLUS DE 35 COLLABORATEURS
- 20 ANS D'EXPÉRIENCE
- UNE COUVERTURE NATIONALE

De l'équipement ET du service !



AMÉNAGEMENT



Chaque laboratoire, entreprise ou industrie a ses enjeux, ses objectifs et ses contraintes. Les aménagements sont donc tous différents pour répondre à des problématiques toujours uniques.


Notre équipe est là pour comprendre votre besoin et vous accompagner au plus près.

Labo and Co est à vos côtés pour l'établissement de votre cahier des charges, pour le suivi des travaux et leur réception et pour fournir le meilleur matériel et le plus haut niveau de service.

DISTRIBUTION

Labo and Co propose **des miliers de références d'équipement**, des plus simples aux plus complexes. Une équipe d'ingénieurs d'affaires et de techniciens, répartis dans toute la France, disposent d'une connaissance approfondie des équipements et mettent leur expérience à votre service. **Avant de conclure toute vente, nous nous assurons d'avoir compris tous vos enjeux.**

Nos partenariats et nos collaborations depuis des années avec l**es plus grandes marques** vous garantissent une qualité sans faille.



SERVICES

- QUALIFICATION & INSTALLATION
- MÉTROLOGIE & ÉTALONNAGE
- RECONDITIONNEMENT
- RÉPARATION & ENTRETIEN
- LOCATION
- ESSAIS EXTERNALISÉS

Chez Labo and Co, nous savons à quel point le dysfonctionnement d'un équipement peut avoir des répercussions catastrophiques sur des recherches ou sur une production. **Notre approche repose sur un éventail très large de services et de compétences nous permettant de répondre à l'ensemble des problématiques que vous pouvez rencontrer.** Que votre besoin soit ponctuel ou récurrent, notre gamme de prestations saura y répondre.

CONTACTEZ-NOUS

+33 1 45 98 74 80 @ contact@laboandco.com www.laboandco.com

Refrigerators +2°C to +20°C





ATEX

Protection for storage

CE II 3G nA IIB T6

MODEL	R-90i	R-138i	R-427i
CONSTRUCTION			
Outer dimensions, H x W x D, mm	672 x 595 x 642	825 x 595 x 642	2002 x 595 x 642
Inner dimensions, H x W x D, mm	481 x 475 x 495	676 x 475 x 495	1827 x 475 x 495
Volume, gross / net, L	90 / 76	138 / 117	427 / 361
Weight, gross / net, Kg	48 / 38	54 / 43	86 / 72
Material outer cabinet	Painted Steel	Painted Steel	Painted Steel
Material inner cabinet	ABS	ABS	ABS
Insulation thickness, mm	50	50	50
Insulation, Type	Polyurethane with Cyclopentane	Polyurethane with Cyclopentane	Polyurethane with Cyclopentane
Refrigerant, Type / gram	R600a / 39	R600a / 47	R600a / 60
Air distribution	Dynamic	Dynamic	Dynamic
Mobility	4x Adjustable feet	4x Adjustable feet	4x Adjustable feet
OPERATION			
Temperature range, C	+2 to +20	+2 to +20	+2 to +20
Noise, dB	46	44	40
Energy consumption 24/h, kWh	Solid 0,2	Solid 0,3	Solid 0,4
Frequency, Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Power supply, V	220	220	220
STORAGE			
Number of shelves	1 + Half shelf	2 + Half shelf	5 + Half shelf
Max loading pr. shelf, Kg	20	20	20
CONTROLLER			
Defrost	Automatic	Automatic	Automatic
High/low temp. alarm	Yes	Yes	Yes
Open door alarm	Yes	Yes	Yes
Probe failure alarm	Yes	Yes	Yes
Power failure alarm	Yes	Yes	Yes
USB connection	Yes	Yes	Yes
Temperature graph	Yes	Yes	Yes
FEATURES			
Safety thermostat	Yes	Yes	Yes
Lock, y/n	Yes	Yes	Yes
LED light	Yes	Yes	Yes
Battery backup for controller, 48h*	Yes	Yes	Yes
Porthole, y/n mm.	Yes - 20	Yes - 20	Yes - 20
Dry contact, y/n	Yes	Yes	Yes
Door options, glass/solid	Solid	Solid	Solid
Door reversibility, y/n	No	No	No

Products and specifications are subject to change resulting from product development.

Version 1.01